

# 当院で使用可能なダイアライザー

材 質		名称、サイズ	特徴など
セルロース系	セルロースアセテート (CTA)	FB® 150、210、250	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 再生セルロース膜の生体適合性を改善したもの</li> <li>➤ 高い親水性を有する</li> <li>➤ 透析導入時に使用するほか、PS膜でアレルギーが出た場合などにも使用</li> </ul>
合成高分子系	ポリスルホン (PS)	APS® 15、21、25	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 日本で最も多用されている</li> <li>➤ 広範囲の物質除去、生体適合性に優れる</li> </ul>
		NV® 21	
	ポリエステル系ポリマーアロイ (PEPA)	FLX® 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 広範囲の物質除去、生体適合性に優れる</li> <li>➤ エンドトキシン吸着能がある</li> </ul>